

# medicon®

MEDICON eG GERMANY  
47° 57' 31.4" N  
8° 46' 58.6" E

## MEDICONTAINER2.0

メディコン フィルターレスコンテナ




ラビリンスディスク

- ラビリンスディスクの採用により完全フィルターレスを実現
- ランニングコストの大幅な軽減
- ラビリンスディスク脱落防止用のツイストロック機構

## ●パストツール流路とバリアフィルターの原理



コンテナ蓋にラビリンスディスクを装着した際の断面図



パストツール流路の法則に基づき空気中の落下細菌やバクテリアがコンテナ内へ侵入しにくい構造

## ●サイズ&カラーバリエーション




高さ	フルサイズ 590×290mm	ミドルサイズ 460×290mm	ハーフサイズ 290×290mm	スモールサイズ 300×135mm
47mm				◆
62mm				◆
71mm				◆
100mm	◆	◆	◆	
130mm	◆	◆	◆	
150mm	◆	◆	◆	
170mm	◆		◆	
220mm	◆		◆	

## ●コンテナのロックと封印



クリックロック



プラスチックロック



- クリックロックはコンテナを安全に閉鎖するためのシステム
- プラスチックロック（別売）はコンテナの開封状態を的確に判断可能  
プラスチックロックを破壊することでのみ開封可能な構造

●その他関連製品



■ワイヤーバスケット各種  
※コンテナのサイズに合わせて  
ご提案させていただきます



■インジケーターラベル



■コンテナロック

【お問合せ ご用命は】

株式会社メディックスジャパン

〒811-3133

福岡県古賀市青柳町 361 番地 1

電話 / FAX : 092-944-0112 / 092-944-0233

URL : <http://www.medix-japan.com>

**MEDIX JAPAN**